


ZENTRIFUGENRÖHRCHEN

CENTRIFUGE TUBES



- **Graphische Differenzierung zwischen Steril und Steril R**
Graphical differentiation between sterile and sterile R
- **Leichte Einhandbedienung – auch mit Handschuhen! (kurzes Schraubgewinde)**
Easy one-handed operation – even with gloves! (short screw thread)
- **Kältebeständig bis -80 °C**
Cold resistant -80 °C
- **Steril R-Varianten sind nicht-zytotoxisch**
sterile R items are non-cytotoxic



REF	MAT						
02-502-3001	PP/PE	Ø 17x120 mm	15 ml	25		500	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 17.000 g STERILE
02-502-8001	PP/PE	Ø 17x120 mm	15 ml	25		500	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 17.000 g STERILE R
02-572-3001	PP/PE	Ø 30x115 mm	50 ml	25		250	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 20.000 g STERILE
02-572-8001	PP/PE	Ø 30x115 mm	50 ml	25		250	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 20.000 g STERILE R
02-572-4001	PP/PE	Ø 30x115 mm	50 ml	25		500	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 7.000 g STERILE
02-572-9001	PP/PE	Ø 30x115 mm	50 ml	25		500	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 7.000 g STERILE R

